

LES ALIGNEURS

Notice • Tarifs • CGV





PRÉSENTATION

Nous fabriquons l'ensemble des aligneurs nécessaires à votre traitement orthodontique en suivant votre prescription. À partir d'une empreinte silicone ou numérique, de la prescription générale et des détails que vous nous indiquez dans le bon de commande, nous réalisons un *setup* numérique avec le logiciel OrthoAnalyser®. Nous vous transmettons ensuite les vues dynamiques et le récapitulatif des mouvements exécutés dent par dent en vous proposant le nombre d'aligneurs et les étapes nécessaires à leur bonne exécution. Vous avez, si vous le souhaitez, la possibilité de modifier ces éléments avant la fabrication des aligneurs.



INDICATIONS

Nous recommandons pour le moment notre solution thérapeutique pour les traitements pouvant se faire sur une durée maximale de 12 mois (en équivalent temps de traitement multiattaches) de 6 à 24 aligneurs par arcade.

Pour une DDM modérée (3 à 5 mm), un décalage sagittal de cl 2 ou cl 3 inférieur à 2 mm avec la possibilité d'ajouter une traction intermaxillaire par élastique.

Nous conseillons une réévaluation par empreinte en silicone ou numérique à la moitié du traitement pour les traitements d'une durée supérieure à 10 mois (sans frais supplémentaires).

Les aligneurs sont fabriqués et envoyés par séquence de 10, sauf demande particulière ou mouvement moins prévisible (torque, rotation, etc.).

Toutes les dents peuvent être bougées et la forme des arcades peut être modifiée selon vos prescriptions.

Chaque *setup* est fait par un praticien ayant un exercice exclusif en orthodontie, et vous sera envoyé sous format numérique dynamique accompagné d'un rapport détaillé des mouvements dentaires.



FUNCTIONNEMENT

Dans le cas où vous nous adressez des empreintes en silicone.

Les empreintes doivent être récentes.

Par souci de préservation de la qualité et de la précision des résultats, les duplicatas d'un modèle en plâtre ne seront pas acceptés.

• **Enregistrez l'occlusion à l'aide d'une cire ou de silicone.**

Il est nécessaire de fournir des photos intrabuccales (face, profils droit et gauche, et occlusale maxillaire et mandibulaire) et exobuccales (face, face avec sourire et profil), qui doivent être fournies sous format JPEG.

• **Imprimez le bon de commande téléchargeable sur le site et joignez-le aux enregistrements.**

• **Adressez-nous le tout par voie postale à l'adresse suivante.**

Fab Lab Ortho
17, avenue Alain Peyrefitte
77160 Provins

• **Vous recevrez un e-mail de confirmation de notre part dès réception de votre commande.**

Dans le cas où vous nous adressez des fichiers numériques.

Remplissez le bon de commande et transférez vos fichiers *via* notre site sous format STL pour l'empreinte numérique brute ou soclée, et pour les photos intrabuccales (face, profil droit et gauche, et occlusale maxillaire et mandibulaire) et exobuccales (face, face avec sourire et profil) sous format JPEG.

Vous recevrez un e-mail de confirmation de notre part dès la réception.

Étiquette à coller sur l'emballage

Expéditeur :

Date commande

N° commande

Destinataire :



Fab Lab Ortho
17, avenue Alain Peyrefitte
77160 Provins



Exemplaire à conserver

Expéditeur :

Date commande

N° commande

Destinataire :

Fab Lab Ortho
17, avenue Alain Peyrefitte
77160 Provins





DÉLAI

Le délai moyen de la réalisation de votre *setup* numérique et de sa mise à votre disposition est de **15 jours ouvrables** après la réception de l’empreinte silicone/numérique, ainsi que des photos et de l’enregistrement de l’occlusion cire/silicone/numérique.

Le *setup* doit être validé par vos soins avant la fabrication des aligneurs.

La fabrication et expédition de vos aligneurs est de 10 jours ouvrables après la validation du Setup numérique par vos soins.

Les aligneurs vous seront envoyés sous blisters individuels numérotés avec une boîte de transport et une notice explicative pour votre patient.

Votre logo peut être imprimé sur chaque sachet.

N.B. Les empreintes ou les modèles en résine vous seront retournés à vos frais si vous en faites la demande ; sinon, ils seront détruits. Si vos porte-empreintes ne sont pas jetables, nous vous les retournons à vos frais.



TARIFS

FORFAIT	
Numérisation/Soclage/SetUp/Impression/Thermoformage	
Prix par aligneur	Nous contacter

* Les gouttières/aligneurs sont des dispositifs médicaux sur mesure non soumis à la TVA.



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CGV et d'utilisation du site Internet de la société Fab Lab Ortho SARL. L'utilisateur accepte sans aucune réserve les conditions suivantes.

Description de la société

Fab Lab Ortho conçoit et fabrique des dispositifs médicaux sur mesure destinés à aider les chirurgiens-dentistes ou d'autres professionnels de santé à réaliser un traitement orthodontique.

Description des services de Fab Lab Ortho

Fab Lab Ortho réalise l'étude et la planification d'un traitement orthodontique par des chirurgiens-dentistes ayant une activité exclusive en orthodontie, et fabrique des modèles et des gouttières d'alignement ou de contention dentaire dans un but thérapeutique.

Ces dispositifs sont fabriqués en France dans les locaux du laboratoire Fab Lab Ortho avec des matériaux biocompatibles autorisés en France et tracés sur toute la chaîne de fabrication.

Protection des données

Le stockage des données personnelles et médicales est sécurisé sur les serveurs de Fab Lab Ortho, et l'utilisation du site de la société est considérée comme acceptation sans aucune réserve de ce transfert. Ces données seront conservées sans limite de durée et ne seront utilisées que pour fabriquer des systèmes orthodontiques sans aucune exploitation pour un objet de marketing.

Responsabilité et garantie

Toute décision relative au diagnostic, au plan de traitement et à l'utilisation des dispositifs conçus par Fab Lab Ortho est sous l'entière responsabilité du chirurgien-dentiste, qui est le seul responsable de la décision de l'utilité et de l'utilisation des systèmes proposés par Fab Lab Ortho.

Le chirurgien-dentiste dégage Fab Lab Ortho de toute responsabilité en cas d'utilisation inappropriée ou de modification des dispositifs fabriqués par ce dernier, ainsi que de non-obtention des résultats désirés.

Droits d'utilisation du site et des produits Fab Lab Ortho

Il est strictement interdit de copier, reproduire, diffuser ou revendre tout système conçu par Fab Lab Ortho sans l'autorisation préalable de ce dernier.

Le contenu du site est la propriété entière du Fab Lab Ortho, et l'utilisation est strictement personnelle.

Le site peut contenir des liens d'autres ressources électroniques. Fab Lab Ortho n'exerce aucun contrôle sur ces sites, et l'utilisateur en sera le seul responsable.

Risques éventuels

Comme tout autre traitement orthodontique, l'utilisation des services proposés par Fab Lab Ortho peut s'accompagner de certains risques pour lesquels le chirurgien-dentiste est tenu responsable d'informer le patient et de disposer de son consentement par écrit.

Délais de fabrication

Pour la plupart de nos services, le délai moyen pour réaliser votre commande est de 5 jours ouvrables après la réception du bon de commande, sauf pour

un *setup* numérique, pour lequel un délai de 15 jours ouvrables sera nécessaire pour sa mise à votre disposition. La fabrication d'une séquence d'un traitement par aligneurs nécessite 10 jours ouvrables. Ces délais sont donnés à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des périodes estivales ou des retards liés à des problèmes de livraison.

Annulation de commande

Toute commande passée sur le site est considérée comme définitive après la réception des modèles en plâtre, l'empreinte numérique ou l'envoi du *setup* numérique. Aucun remboursement ou avoir n'est possible après la validation du bon de commande.

Prix

Les prix proposés par Fab Lab Ortho pour chaque service peuvent être modifiés sans préavis. Il appartient à l'utilisateur du site de les consulter régulièrement.

Livraison

Vos commandes seront envoyées par Colissimo, sauf dans le cas où vous préférez un autre transporteur. Dans ce cas, des frais supplémentaires vous seront facturés séparément.

Le prix de chaque livraison est donné avant la validation de chaque commande.

Fab Lab Ortho décline toute responsabilité en cas de retard de livraison dû au transporteur.

Paiement

Chaque utilisateur du site est invité à créer un compte utilisateur, qui va être vérifié par voie téléphonique et/ou électronique. Pour chaque utilisateur, une facture mensuelle électronique sera éditée pour toute commande concernant la numérisation, le soilage, l'impression 3D et le thermoformage, sauf dans le cas d'un traitement par aligneurs, dans ce cas, l'étude de faisabilité est gratuite, mais le *setup* et la fabrication des aligneurs vous seront facturés pour chaque cas envoyé.

Vous pouvez effectuer le règlement par chèque payable en France en une seule fois dans les 30 jours qui suivent la date d'émission de la facture.

Aucun règlement partiel ou en plusieurs fois n'est autorisé.

Le paiement est considéré comme effectif à l'encaissement immédiat ou différé du chèque.

Litiges

Les présentes conditions générales de vente et d'utilisation, ainsi que la relation entre l'utilisateur du site et Fab Lab Ortho seront régies conformément aux lois de la France.

Tout litige ou désaccord avec ces conditions sera examiné et arbitré auprès de tribunaux français.

Modifications des conditions générales de vente

Fab Lab Ortho peut modifier les présentes conditions à tout moment sans en informer l'utilisateur du site de ce fait, il est nécessaire de les consulter avant chaque commande.